

VORBEREITUNG FÜR DIE DARMUNTERSUCHUNG MIT MOUIPREP®

Für die endoskopische Untersuchung des Kolons (Koloskopie/Darmspiegelung) muss der Darm absolut sauber sein. Nur so hat der Arzt während der Untersuchung eine optimale Sicht und kann Veränderungen im Darmgewebe erkennen. Sie haben vom Facharzt MOUIPREP® oder MOUIPREP® ORANGE zur Vorbereitung auf die Darmuntersuchung erhalten. MOUIPREP® ist ein Pulver, das POLYETHYLENGLYKOL (PEG) enthält, ein Abführmittel, das den Darm stimuliert. MOUIPREP® enthält auch Ascorbinsäure und Natriumsulfat, ein weiteres Abführmittel, das durch die Rückhaltung von Flüssigkeiten im Darm eine vollständige Entleerung und perfekte Darmreinigung bewirkt.

BEFOLGEN SIE ALSO DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG!

Wie wird MOUIPREP® verwendet?

MOUIPREP® ist immer genau nach Anweisung des Arztes einzunehmen. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

ZUBEREITUNG

1. Eine Packung MOUIPREP® enthält 2 Beutel A und 2 Beutel B
2. Geben Sie einen Beutel A und einen Beutel B in ein 1-Liter-Behältnis. Geben Sie Wasser in das Gefäß, bis Sie einen Liter MOUIPREP® -Lösung erhalten.
3. 2 - 3 Minuten umrühren, bis die Flüssigkeit fast klar ist. Lassen Sie die Lösung im Kühlschrank abkühlen. Trinken Sie dann die kalte MOUIPREP® -Lösung (alle 10 - 15 Minuten ein Glas mit 250 ml).
4. Den zweiten Liter MOUIPREP® auf dieselbe Weise zubereiten und kalt trinken (alle 10 - 15 Minuten ein Glas mit 250 ml).

ACHTUNG! Nach der Einnahme des ersten Liters MOUIPREP® (alle 10 - 15 Minuten ein Glas mit 250 ml) mindestens viermal 250 ml einer klaren Flüssigkeit über mehrere Stunden trinken. Klare Flüssigkeiten sind z.B. klare Fruchtsäfte (ohne Fruchtfleisch), Erfrischungsgetränke, klare Brühen, Tee, Kaffee (ohne Milch) und Wasser. Ebenso nach der Einnahme des zweiten Liters MOUIPREP®. Trinken Sie nicht nur Wasser!

MOUIPREP® EINNAHME-PLAN

Datum der endoskopischen oder radiologischen Untersuchung

Datum

Uhrzeit

Adresse/Stempel

VORBEREITUNG

1° Einnahme von MOUIPREP®

Datum

Uhrzeit

2° Einnahme von MOUIPREP®

Datum

Uhrzeit

ACHTUNG! Nach der Einnahme des ersten Liters MOUIPREP® (alle 10 - 15 Minuten ein Glas mit 250 ml) mindestens viermal 250 ml einer klaren Flüssigkeit über mehrere Stunden trinken. Klare Flüssigkeiten sind z.B. klare Fruchtsäfte (ohne Fruchtfleisch), Erfrischungsgetränke, klare Brühen, Tee, Kaffee (ohne Milch) und Wasser. Ebenso nach der Einnahme des zweiten Liters MOUIPREP®. Trinken Sie nicht nur Wasser!

- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr

- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr
- 250 ml um Uhr

Nachdem Sie die Flüssigkeiten zu sich genommen haben, die Kästchen ankreuzen und die Uhrzeit eintragen. Anschließend müsste der Stuhl klar und ohne Feststoffe sein.